


Bemassung Wandkasten weiss

18cm / 23 cm Tiefe

Wandkasten 18 cm (mit Podest)

Materialstärke ca. 1 mm




Geeignet für

- AED Plus ohne Tasche
- AED Plus mit Tasche
- AED 3 ohne Tasche

Material Wandkasten


- Kaltgewalzter Stahl



Bemassung Wandkasten weiss

18cm / 23 cm Tiefe

Position Löcher für Wandmontage (18 cm)



Wandkasten 23 cm (ohne Podest)

Materialstärke ca. 1 mm



Geeignet für

- AED 3 mit Tasche

Material Wandkasten

- Kaltgewalzter Stahl

Bemassung Wandkasten weiss

18cm / 23 cm Tiefe



Position Löcher für Wandmontage (23 cm)

