

## Neues Intraossäres Infusionssystem (NIO®)

NIO® ist ein einfaches, automatisches intraossäres Gerät (IO). Es ist sofort einsatzbereit für einen sicheren, schnellen und einfachen Gefässzugang. NIO® wird in Notfallsituationen eingesetzt, in denen ein Gefässzugang zur Flüssigkeitsverabreichung und Medikamentenabgabe erforderlich ist.

NIO® ist klein, leicht und einfach zu bedienen, auch in den anspruchsvollsten Situationen.

NIO® ist so konzipiert, dass es leicht in die Tibia oder den Humerus injiziert werden kann.

Entdecken Sie den neuen NIO®: Kein Bohren, keine Batterien oder Zubehör



**nio**  
A D U L T

- Vaskulärer Zugang in weniger als 10 Sek.
- Geringes Gewicht mit 100 g
- Keine Batterie und Bohrer notwendig
- Kostengünstigster IO-Zugang
- Keine freiliegende Nadel - höchste Sicherheit
- Einweggerät in steriler Verpackung
- 5 Jahre haltbar - keine Wartung notwendig
- Im Taschenformat, klein, leicht, gebrauchsfertig
- Anwendung Humerus oder Tibia



**nio**  
PEDIATRIC

- Vaskulärer Zugang in weniger als 10 Sek.
- Geringes Gewicht mit 100 g
- Keine Batterie und Bohrer notwendig
- Kostengünstigster IO-Zugang
- Keine freiliegende Nadel - höchste Sicherheit
- Einweggerät in steriler Verpackung
- 5 Jahre haltbar - keine Wartung notwendig
- Im Taschenformat, klein, leicht, gebrauchsfertig
- Einstellbare Eindringtiefe je nach Alter



**nio**  
I N F A N T

- Speziell für Kleinkinder entwickelt
- Benötigt keine Batterien oder Wartung
- Sicherheitskappe
- Stepped Needle® liefert ein sensorisches Feedback zur Knochenpenetration
- Fixierungsband hilft, ein Verrutschen zu verhindern
- Einweggerät in steriler Verpackung
- Im Taschenformat, klein, leicht, gebrauchsfertig
- 5 Jahre haltbar - keine Wartung notwendig