


TME - Confix (bipolar / bipolar-bifurcated / quadripolar)

Temporäre Myokard-Elektrode mit vorgefertigtem Anschluß

Temporary Myocardial-Lead with prefabricated connector

TME..Z (bif.)




TME..T (bif.)

TME..V (bif.)

TME..Z (bip.)

TME..T (bip.)



Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For one time use only!

Artikelbeschreibung

Confix-Herzdrähte besitzen einen vorgefertigten Anschluß (s.h. Bsp. TME..Z (bif.)). Dadurch entfällt die zusätzliche Adaptierung des Verbindungssteckers.

Die vorgefertigten Anschlüsse können nach dem Abschneiden der Brustnadel direkt an das Verlängerungskabel (z.B. D2P-SP, D2-SP, VH-C) oder an den externen Herzschrittmacher angeschlossen werden.

Confix-Anschluß

Material: *Messing vergoldet*

Durchmesser: *1,0 mm*

Länge: *15 mm*

Die weiteren technischen Daten sind den Datenblättern der Herzdraht-Modelle TME-bipolar bzw. TME-bipolar-bifurcated zu entnehmen.

Product Description

Confix-heartwires are provided with prefabricated connectors (c.f. ex. TME..Z (bif.)). This eliminates the additional adaption of a pin.

After cutting off the thorax needle the prefabricated connectors can be plugged directly into an extension cable (e.g. D2P-SP, D2-SP, VH-C) or into an external pacemaker.

Confix-connector

Material: *gold-plated brass*

Diameter: *1.0 mm*

Length: *15 mm*

For technical data please see the data sheets of the heartwire-models TME-bipolar or TME-bipolar-bifurcated.

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TME..Z (bipolar / bifurcated) - Confix

TME2 67-Z 60 cm

46031-C

25

TME..T (bipolar / bifurcated) - Confix

TME2 67-T 60 cm

46033C01

25

TME..V (bipolar / bifurcated) - Confix

TME2 67-V 60 cm

45028-C

25

TME..Z (bipolar) - Confix

TME2 66-Z 60 cm

45009C02

25

TME..T (bipolar) - Confix

TME2 66-T 60 cm

46013C02

25

TME2 66-T 220 cm

45042C02

25

TME..T (quadripolar) - Confix

TME4 68-T 60 cm

47005-C01

25

TME4 68-TV 220 cm

45067-C

25

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
The right to make technical improvements without notice is reserved.