


TB-IIX / TB-IIX-J

Temporäre Elektrode (mit Schutzkappen)

Temporary Lead (with protection caps)



Artikelbeschreibung

Die Elektrode mit festem Konnektor dient der temporären Stimulation mit Hilfe eines externen Herzschrittmachers.
Das berührungsgeschützte Steckersystem paßt an gängige externe Herzschrittmacher.

Typ: **TB-IIX / TB-IIX-J**
 Durchmesser F (mm): 4 (1,33) 5 (1,67) 6 (2,00)
 Nutzbare Katheterlänge: 110 cm
 Elektrodenkopf: *Halbkugel*
 Anzahl der Elektroden: *2-polig*
 Elektrodenlänge: 4 mm
 Elektrodenmaterial: *Edelstahl*
 Kathetermaterial: *Kunststoff*
 *(medizinische Qualität)*
 *röntgenkontrastgebend*
 Flexibilität: *normal*
 Anschlußstecker: *fest, vergoldet mit 2 mm Pins*
 *und Berührungsschutzkappen passend*
 *für alle gängigen externen Herzschrittmacher*

Lieferumfang: 1 Elektrode mit festem Anschlußstecker

Product Description

Lead with a fixed connector for temporary stimulation by means of an external pacemaker. The protected connector system is suitable for all common external pacemakers.

Type: **TB-IIX / TB-IIX-J**
 Diameter F (mm): 4 (1.33) 5 (1.67) 6 (2.00)
 Usable lead length: 110 cm
 Tip configuration: *bullet shaped*
 Number of electrodes: *bipolar*
 Electrode length: 4 mm
 Electrode material: *stainless steel*
 Lead material: *plastic*
 *(medical grade)*
 *radiopaque*
 Flexibilität: *normal*
 Connector: *fixed, gold plated with 2 mm pins*
 *and touch protection caps suitable*
 *for all common external pacemakers*

Delivery volume: 1 Lead with fixed connector

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TB-IIX 2/4F	gerade, straight (110 cm, 4F)	27003	5
TB-IIX 2/5F	gerade, straight (110 cm, 5F)	27004	5
TB-IIX 2/6F	gerade, straight (110 cm, 6F)	27005	5
TB-IIX 2/4F-J	J-Kurve, J-Curve (110 cm, 4F)	27006	5
TB-IIX 2/5F-J	J-Kurve, J-Curve (110 cm, 5F)	27007	5
TB-IIX 2/6F-J	J-Kurve, J-Curve (110 cm, 6F)	27008	5

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
The right to make technical improvements without notice is reserved.