


# VB - ISB

## Implantierbare bipolare Elektrodenverlängerung Implantable bipolar Lead Extension



### Artikelbeschreibung

Die permanenten implantierbaren Elektrodenverlängerungen VB, Verbindung zwischen:  
Implantierter bip. IS-1 Elektrode  
- und Schrittmacher mit bip. IS-1 Anschluß  
- und Schrittmacher mit 2 x 5 mm Anschluß

Type: ..... **VB - ISB**  
Länge: ..... 17 cm / 40 cm  
Wendelaufbau: ..... 4-fach gewendelt  
Isolation: ..... Silikon (med. Qualität)  
Aufnahme: ..... bipolarer IS-1 Stecker

Lieferumfang: - 1 Elektrodenverlängerung  
- 1 Sechskantschlüssel  
- 1 Transport-Sicherungsstift

### Product Description

The permanent implantable lead extension VB, Connection between:  
Implanted bip. IS-1 Lead  
- and pacemaker with bip. IS-1 receptacle  
- and pacemaker with 2 x 5 mm receptacle

Type: ..... **VB - ISB**  
Length: ..... 17 cm / 40 cm  
Coil: ..... quadrifilar  
Insulation: ..... Silicone (med. grade)  
Receptacle: ..... bipolar IS-1 connector

Delivery volume: - 1 Lead extension  
- 1 Allen wrench  
- 1 Transportation safety pin

### Artikelbezeichnung

#### Product name

### Artikel-Nr.

#### Article-no.

### Stück

#### Unit

#### Bipolare IS-1 Verlängerung Bipolar IS-1 Lead Extension

VB17-IS-ISB	- mit bipolarem IS-1 Stecker	17 cm	53420	1
VB40-IS-ISB	- with bipolar IS-1 connector	40 cm	53421	1
VB17-2x5-ISB	- mit 2 x 5 mm Stecker	17 cm	53422	1
VB40-2x5-ISB	- with 2 x 5 mm connector	40 cm	53423	1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
Für Einmalgebrauch bestimmt!  
Goods supplied gas-sterilized.  
For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
The right to make technical improvements without notice is reserved.